

DA Anvendelse

Varm varmepuden uden fleecetræk i mikroølgeovnen. Varigheden afhænger fra Mikroølgeovnens ydeevne. Vær ventlig og overhold pudens forskrifter for tiderne. Tag varmepuden ud med bage/ovnhandsker pga. fare for forbrændinger. Put varmepuden i betræk og læg den i dyrets kurv eller gnaverstald. Efter ca. 8 timer taber puden varme og skal varmes på ny. For at undgå overophedning er det vigtigt, at puden køler fuldstændigt ned, før puden varmes igen.

Vær opmærksom på:

Det bør være op til dyret at benytte artiklen og hvornår det opsøger eller forlader varmepuden. Varmepuden bør udelukkende benyttes med betrækket. Ellers er der fare for forbrændinger. Undersøg artiklen regelmæssigt for skader og byt den ud efter behov. Dyret bør ikke være uden opsyn med varmepuden.

Betræk: 100 % fleece (polyester)
Skal: 100 % polypropylen
Gel: 100 % CMC (caboxy methyl cellulose)

Det indvendige gel bør ikke spises, det er dog ugiftigt.

PT Como utilizar o colchão de aquecimento

Aquecer o colchão sem a cobertura na microondas. A potência do microondas irá determinar durante quanto tempo o colchão deverá ser aquecido. Por favor respeitar os tempos indicados no colchão. Para evitar o risco de queimaduras, deve utilizar luvas para forno para retirar o colchão. De seguida colocar a cobertura sobre o colchão de aquecimento e colocar o mesmo na cama ou cesto do seu animal. De seguida colocar a cobertura sobre o colchão de aquecimento e colocar o mesmo na cama, cesto ou jaula do seu animal. Após aproximadamente 8 horas, o colchão perde o seu calor e deve ser aquecido novamente. Para evitar sobreaquecer o colchão, deve assegurar que o mesmo arrefeceu completamente antes de o aquecer novamente.

Nota importante:

O animal deve ter sempre liberdade para utilizar o colchão, deve ser livre para escolher quando se deita e quando sai do mesmo. Só utilizar o colchão de aquecimento dentro da sua cobertura. Senão, corre o risco de queimaduras na pele. Verificar o artigo regularmente para ver se tem algum tipo de dano e substituir se necessário. Não deixar o animal no colchão de aquecimento sem supervisão.

Cobertura: 100 % poliester macio
Exterior do colchão: 100 % polipropileno
Gel: 100 % CMC (Carboximetilcelulose)

O gel no interior do colchão não deve ser consumido, no entanto não é tóxico.

CS Jak používat ohřivací polštář

Ohřívajte polštář bez fleecového krytu v mikrovlnné troubě. Výkon ve Watech mikrovlnné trouby určuje, jak dlouho má být polštář ohříván. Dodržujte prosím doby uvedené na polštáři. Abyste předešli riziku popálenin, použijte rukávky pro odstranění polštáře. Nyní natáhněte fleecový kryt na ohřivací polštář a umístěte ho do košíku domácího mazlíčka nebo do malého kotce. Po přibližně 8 hodinách ztrácí polštář teplo a musí se znovu ohřát. Abyste předešli přehřátí polštáře, ujistěte se, že se před opětovným zahřátím zcela ochladil.

Upozornění:

Zvíře by mělo vždy užívat produkt svobodně a mělo by si vybrat dobu, kdy leží na polštáři nebo kdy je chce opustit. Používejte pouze ohřivací polštář, který je uvnitř fleecového krytu. V opačném případě hrozí nebezpečí popálenin kůže. Pravidelně kontrolujte poškození výrobku a v případě potřeby jej vyměňte. Nenechávejte svého mazlíčka bez dozoru na ohřivacím polštáři.

Vrchní kryt: 100 % fleece (polyester)
Obal: 100 % polypropylen
Gel: 100 % CMC (karboxymethylcelulóza)

Gel uvnitř polštáře není vhodný ke spotřebě, ale není toxický.

ES Cómo utilizar el cojín térmico

Caliente el cojín sin la funda de forro en el microondas. La potencia del microondas determina el tiempo que el cojín debe calentarse. Por favor cíñese a los tiempos indicados en el cojín. Para evitar el riesgo de quemaduras, utilice manoplas de horno para sacar el cojín. Ahora puede poner la funda sobre el cojín térmico y ponerlo en la cesta, caseta o conejera de su mascota. Después de aproximadamente 8 horas, el cojín ha perdido su calor y debe recalentarse. Para evitar que el cojín se sobrecaliente, asegúrese de que se haya enfriado completamente antes de calentarlo de nuevo.

Nota:

La mascota debe usar el cojín por voluntad propia y debe poder decidir libremente cuando subirse y cuando bajarse del mismo. Utilice el cojín solamente dentro de su funda. De la otra manera existe el riesgo de que quemaduras en la piel. Por favor revise regularmente que el producto esté intacto y sustitúyalo si es necesario. No deje a su mascota con el cojín térmico sin supervisión.

Funda: 100 % forro (poliéster)
Revestimiento: 100 % polipropileno
Gel: 100 % CMC (carboximetilcelulosa)

El gel en el interior no es tóxico, aunque no es apto para el consumo.

PL Jak korzystać z poduszki termicznej

Podgrzej poduszkę bez osłony z polaru w kuchence mikrofalowej. Czas podgrzewania poduszki zależy od mocy mikrofal. Przestrzegaj czasów wskazanych na poduszce. Aby uniknąć poparzenia, użyj rękawic kuchennych, aby wyjąć podgrzaną poduszkę. Teraz naciągnij osłonę na poduszkę termiczną i umieść ją w koszu swojego zwierzaka lub w małej klatce dla zwierząt.

Po około 8 godzinach poduszka straci ciepło i musi zostać ponownie ogrzana. Aby uniknąć przegrzania poduszki, należy ją całkowicie schłodzić przed ponownym podgrzaniem.

Uwaga:

Zwierzak powinien używać produktu z własnej woli i samemu decydować o korzystaniu lub niekorzystaniu z poduszki. Używaj poduszki termicznej wyłącznie w osłonie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia skóry. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i wymień go, jeśli to konieczne. Nie pozostawiaj swojego zwierzaka bez nadzoru.

Pokrowiec: 100 % polar (poliester)
Powłoka: 100 % polipropylen
Żel: 100 % CMC (karboxymetyloceluloza)

Żel w poduszce nie nadaje się do spożycia, ale jest nietoksyczny.

RU Как использовать согревающую подушку


Снимите наволочку и нагрейте подушку в микроволновой печи. Время нагрева подушки зависит от мощности микроволновой печи (см. таблицу). Не нагревайте подушку дольше, чем указано в таблице. Используйте рукавицы, вынимая подушку, чтобы избежать ожогов. Наденьте наволочку на согревающую подушку и поместите её в лежак вашего питомца или клетку для мелких животных. Примерно через 8 часов подушка остынет, её нужно повторно разогреть. Перед тем, как снова помещать подушку в микроволновку, убедитесь, что она полностью остыла во избежание перегрева.

Примечание:

Питомец должен пользоваться подушкой по собственной воле и выбирать, хочет он лежать на подушке или нет. Всегда используйте согревающую подушку с наволочкой во избежание ожогов. Регулярно осматривайте подушку на отсутствие повреждений, при необходимости замените её. Не оставляйте своего питомца без присмотра на согревающей подушке.

Наволочка: 100 % флис (полиэстер)
Подушка: 100 % полипропилен
Гель: 100 % КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза)

Нетоксичный гель внутри подушки не подходит для употребления.



Watt / Watio / Potência / Мощ / Výkon (Watt) / кВт	Tid (min.) / Tiempo (min.) / Tempo (minutes) / Czas (minuty) / Czas (minuty) / Время нагрева (мин) :	
	#28791 (ø 21 cm)	#28792 (ø 26 cm)
500-650	3:20	5:30
650-1000	3:00	4:30
1000-1300	2:00	3:30